

DIN 4870:2016-04 (D)

Leder - Bestimmung der Kochgare von Wet-blue

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzbeschreibung.....	4
4 Prüfgeräte und Materialien.....	4
5 Herstellung der Schablone	4
6 Probenahme und Probenvorbereitung.....	4
7 Durchführung	5
8 Prüfbericht	5
Anhang A (normativ) Schablone zur Auswertung mit Maßstab	6
Literaturhinweise	7