

# DIN 4870:2016-04 (D)

## Leder - Bestimmung der Kochgare von Wet-blue

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Kurzbeschreibung.....	4
4 Prüfgeräte und Materialien.....	4
5 Herstellung der Schablone .....	4
6 Probenahme und Probenvorbereitung.....	4
7 Durchführung .....	5
8 Prüfbericht .....	5
Anhang A (normativ) Schablone zur Auswertung mit Maßstab .....	6
Literaturhinweise .....	7