

DIN CEN/TS 15703-1:2009-07 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung des Mangangehaltes - Teil 1: Spektrophotometrisches Verfahren; Deutsche Fassung CEN/TS 15703-1:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzbeschreibung	4
4 Reagenzien und Stoffe	4
5 Geräte	5
6 Probenahme	6
7 Durchführung	6
8 Angabe der Ergebnisse	8
9 Präzision	8
10 Prüfbericht	9

Bilder

Bild 1 — Logarithmiertes Verhältnis zwischen dem Mangan-Massenanteil M und der Wiederholpräzision r	9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Kalibrierung für Mangan-Massenanteil zwischen 0,025 % und 6,25 %	7
Tabelle 2 — Statistische Angaben	8