

DIN CEN/TS 17711:2022-07 (D)

Pflanzen-Biostimulanzien - Nachweis von *Vibrio* spp.; Deutsche Fassung CEN/TS 17711:2022

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Kurzbeschreibung.....	7
4.1 Allgemeines.....	7
4.2 Primäre Anreicherung in einem flüssigen Selektivmedium	7
4.3 Sekundäre Anreicherung in einem flüssigen Selektivmedium	7
4.4 Isolierung und Identifizierung.....	7
4.5 Bestätigung.....	8
5 Nährmedien und Reagenzien	8
5.1 Anreicherungsmedium: alkalisches Peptonwasser (APW) [en: alkaline saline peptone water (ASPW)].....	8
5.2 Festes selektives Isolierungsmedium.....	8
5.2.1 Erstes Medium: Thiosulfat-, Citrat-, Galle- und Saccharose-Agar-Medium (TCBS; en: thiosulfate citrate bile and sacrose agar)	8
5.2.2 Zweites Medium.....	8
5.3 Kochsalz-Nähragar (SNA, en: Saline nutrient agar)	9
5.4 Reagenz für den Nachweis von Oxidase	9
5.5 Biochemische Untersuchungen	9
5.5.1 L-Lysin-Decarboxylase-Salzmedium (LDC).....	9
5.5.2 Arginin-Dihydroxylase-Salzmedium (ADH)	9
5.5.3 Reagenz für den Nachweis von β -Galactosidase.....	9
5.5.4 Salzmedium für den Nachweis von Indol.....	9
5.5.5 Salzhaltige Peptonwasser	9
5.5.6 Natriumchloridlösung	9
6 Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien	9
7 Probenahme.....	10
8 Vorbereitung der Untersuchungsprobe.....	10
9 Durchführung (siehe Bild A.1)	10
9.1 Prüfmenge und Erstverdünnung.....	10
9.2 Primäre selektive Anreicherung	11
9.3 Sekundäre selektive Anreicherung	11
9.4 Isolierung und Identifizierung.....	12
9.5 Bestätigung.....	12
9.5.1 Allgemeines.....	12
9.5.2 Auswahl der Kolonien für die Bestätigung und Herstellung von Reinkulturen	13
9.5.3 Untersuchungen zur präsumtiven Identifizierung.....	13
9.5.4 Biochemische Bestätigung.....	13
10 Angabe der Ergebnisse	15
11 Leistungsmerkmale des Verfahrens	16

11.1	Empfindlichkeit	16
11.2	Spezifität	16
11.3	LOD50.....	16
12	Untersuchungsbericht.....	16
Anhang A (normativ) Fließschema des Verfahrens.....		18
Anhang B (normativ) Zusammensetzung und Herstellung der Nährmedien und Reagenzien.....		20
Anhang C (informativ) Konventionelle PCR für den Nachweis von <i>Vibrio parahaemolyticus</i>, Genen des direkten thermostabilen Hämolsins (<i>tdh</i>) und des direkten thermostabilen verwandten Hämolsins (<i>trh</i>), <i>Vibrio cholerae</i> und <i>Vibrio vulnificus</i>		27
Anhang D (informativ) Real-Time-PCR für den Nachweis von <i>Vibrio parahaemolyticus</i>, dem Gen des direkten thermostabilen Hämolsins (<i>tdh</i>) und <i>Vibrio vulnificus</i>.....		33
Literaturhinweise.....		37