

# E DIN EN ISO 22032:2025-05 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2025-04-18

**Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von polybromierten Diphenylethern (PBDE) in Sedimenten, Schwebstoffen und Biota - Verfahren mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie und der hochauflösenden Massenspektrometrie (GC-MS/MS; GC-HRMS) (ISO/DIS 22032:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22032:2025**

**Water quality - Determination of polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in sediment, suspended (particulate) matter and biota - Method using gas chromatography-tandem mass spectrometry or high resolution mass spectrometry (GC-MS/MS; HRMS) (ISO/DIS 22032:2025); German and English version prEN ISO 22032:2025**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Europäisches Vorwort.....	10
Vorwort.....	11
Einleitung.....	12
1 Anwendungsbereich.....	13
2 Normative Verweisungen.....	14
3 Begriffe.....	14
4 Grundlage des Verfahrens.....	15
5 Störungen.....	15
6 Reagenzien und Standards.....	16
7 Geräte.....	19
8 Probenahme und Probenvorbereitung.....	20
9 Durchführung.....	20
9.1 Extraktion von Sediment-/Schwebstoffproben mittels PLE oder Soxhlet.....	20
9.2 Extraktion von Biotaprobe.....	21
9.2.1 PLE, Soxhlet-Extraktion oder Extraktion nach Twisselmann.....	21
9.2.2 Kaltextraktionsalternative (Biota).....	21
10 Probenextraktreinigung (Clean-up).....	22
11 Messung und Integration des Chromatogramms.....	24
12 Kalibrierung.....	25
12.1 Allgemeines.....	25
12.2 Schätzung des linearen Bereichs siehe ISO 8466-1:2021, 5.3.....	25
12.3 Kalibrierung des Messverfahrens mittels eines internen Standards, siehe ISO 8466-1:2021, 6.4.....	25
12.4 Injektionsstandard.....	25
13 Identifizierung.....	26
14 Quantifizierung.....	26
14.1 Quantifizierung mittels interner Standards, einschließlich Qualitätsprüfung der Wiederfindung der internen Standards, siehe ISO 8466-1, 6.4.....	26
14.2 Prüfung der Kalibrierungsgültigkeit, siehe ISO 8466-1, Abschnitt 7.....	26
15 Angabe der Ergebnisse.....	26

16	Analysenbericht.....	27
	<b>Anhang A (normativ) Programm für Hochdruck-Flüssigextraktion.....</b>	<b>28</b>
A.1	Programm für die Extraktion von Sedimenten/Schwebstoffen.....	28
A.2	Programm für die Extraktion von Biota .....	28
A.3	Soxhlet-Extraktion von Sediment- oder Schwebstoffproben.....	29
A.4	Extraktion von Biotaprobe nach Twisselmann.....	29
	<b>Anhang B (normativ) Extraktreinigungsverfahren .....</b>	<b>30</b>
B.1	Säulenchromatographische Extraktreinigung mit Schwefelentfernung mittels Schichten aus Silica-Gel/Schwefelsäure und Silica-Gel/Silbernitrat (kleine Säule) .....	30
B.2	Säulenchromatographische Extraktreinigung ohne Schwefelentfernung mittels Silica-Gel/Schwefelsäure (kleine Säule).....	30
B.3	Säulenchromatographische Extraktreinigung mittels Aluminiumoxid B Super I (6.10) unter Verwendung von Dichlormethan .....	31
B.4	Säulenchromatographische Extraktreinigung mittels Aluminiumoxid (6.11) und aktiviertem Kupferpulver .....	31
B.5	Gelchromatographische Extraktreinigung .....	32
B.6	Säulenchromatographische Extraktreinigung mit Schwefel- und Fettentfernung mittels Schichten aus imprägniertem Silica-Gel (große Säule) .....	32
B.7	Automatische Biotaextraktreinigung siehe (7.10).....	33
	<b>Anhang C (informativ) Typische GC-MS-Bedingungen und <i>m/z</i>-Werte für die Identifizierung und Quantifizierung.....</b>	<b>35</b>
C.1	Typische GC-Bedingungen.....	35
C.2	Typische <i>m/z</i> -Werte .....	36
	<b>Anhang D (informativ) Beispiele für Arbeitslösungen für die Linearitätsprüfung und Kalibrierung.....</b>	<b>41</b>
	<b>Anhang E (informativ) Leistungsdaten.....</b>	<b>43</b>
	<b>Literaturhinweise .....</b>	<b>47</b>

## Bilder

	<b>Bild 1 — Allgemeiner Aufbau polybromierter Diphenylether.....</b>	<b>13</b>
	<b>Bild A.1 — Twisselmann-Heißextraktor mit Kondensator, Glashülse und 500 ml bis 1 000 ml fassendem Rundkolben (EURL for halogenated POPs in feed and food (2022): Guidance Document on the Determination of Organobromine Contaminants, Analytical Parameters in food and feed, Version 1.1 vom 20. April 2022).....</b>	<b>29</b>

## Tabellen

	<b>Tabelle 1 — Mit diesem Verfahren bestimmbare PBDE-Kongenere.....</b>	<b>13</b>
	<b>Tabelle 2 — Liste der <sup>13</sup>C-markierten internen Standards .....</b>	<b>17</b>
	<b>Tabelle 3 — Extraktreinigungsverfahren für Sedimente und Schwebstoffe (siehe Anhang B).....</b>	<b>22</b>
	<b>Tabelle 4 — Extraktreinigungsverfahren für Biota.....</b>	<b>24</b>
	<b>Tabelle B.1 — Programm für die Extraktion von Sedimenten/Schwebstoffen, Zellvolumen z. B. 10 ml oder 22 ml.....</b>	<b>28</b>
	<b>Tabelle B.2 — Programm für die Extraktion von Biota, Zellvolumen z. B. 34 ml.....</b>	<b>28</b>

<b>Tabelle B.1 — Beispiel: Verfahrensparameter für eine Fraktionierung mit LC-Tech .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabelle C.1 — Beispiele für Übergänge für die EI-MS/MS-Detektion.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabelle C.2 — Beispiele für <math>m/z</math>-Werte mit hochauflösender MS-Detektion .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabelle C.3 — Ionen für die Detektion nach negativer chemischer Ionisierung.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabelle C.4 — Übergänge für die Detektion nach chemischer Ionisierung bei Atmosphärendruck ....</b>	<b>40</b>
<b>Tabelle D.1 — Beispiele für Arbeitslösungen für die Linearitätsprüfung und Kalibrierung .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabelle E.1 — Leistungsdaten für Schwebstoffproben .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabelle E.2 — Leistungsdaten für die Sedimentprobe.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabelle E.3 — Leistungsdaten für die Fischmuskelprobe.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabelle E.4 — Leistungsdaten für die Fischölprobe .....</b>	<b>45</b>