DIN EN 868-8:2019-03 (D)

Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehälter für Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-8:2018

| Inha | alt | Seite |
|------------|---|-------|
| Euro | Europäisches Vorwort Einleitung | |
| Einle | | |
| 1 | Anwendungsbereich | 5 |
| 2 | Normative Verweisungen | |
| 3 | Begriffe | |
| | 0 | |
| 4 | Anforderungen | |
| 5 | Vom Hersteller bereitzustellende Informationen | 9 |
| Anha | ng A (informativ) Angaben über wesentliche technische Änderungen zwischen diesem Dokument und der Vorgängerausgabe | 10 |
| Anha | ng B (informativ) Leitfaden zu Abmessungen | 11 |
| | ing C (normativ) Belastbarkeitsprüfung der Tragevorrichtung | |
| C.1 | Arbeitsablauf | |
| C.2 | Ergebnis | 12 |
| Anha | ng D (normativ) Stapeldruckprüfung – Arbeitsablauf | 13 |
| Anha | ng E (normativ) Prüfung der Stapelbarkeit | 14 |
| E.1 | Prüfeinrichtung | |
| E.2 | Arbeitsablauf | 14 |
| | Anhang F (normativ) Bestimmung der Sterilisierleistung | |
| F.1 | Prüfeinrichtung | |
| F.2 | Arbeitsablauf | |
| F.3 | Ergebnisse | 15 |
| | ng G (normativ) Prüfung der Trockenheit der Beladung | |
| G.1 | Prüfeinrichtung | 16 |
| G.2 | Beladungen | |
| G.3 | Arbeitsablauf | |
| G.4 | Ergebnisse | 17 |
| Anha | ing H (informativ) Anleitung zur Bestimmung der Nutzungsdauer unter Bezug auf die | |
| ** 4 | Sterilisation | |
| H.1 | Messprobe | |
| H.2 | Prüfeinrichtung | |
| Liter | aturhinweise | 19 |